

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd336/Nk-P44 Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - O95944

Numéro d'article: CM0009208



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD336/NK-p44 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le domaine extracellulaire de ce récepteur activateur des cellules NK ; utile pour la recherche en immunologie tumorale. Poids moléculaire attendu : 31 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD336/NK-p44 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LY95 ; CD336 ; NKP44 ; NK-p44 ; dj149M18.1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9436
GeneID	9436
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 190 de CD336/NK-p44 humain (NP_004819.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95944
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac réfrigérant