

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd34 Conjugué À Pe Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0008111

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD34 conjugué à PE pour cytométrie en flux. Détecte le CD34 humain, un marqueur des cellules progénitrices hématopoïétiques, sur les cellules souches et les cellules endothéliales. Convient pour les applications FC. SWISS : P28906.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD34 mAb
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humain
GenID	947 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids Protéique	35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace