


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd352/Slamf6 Conjugué À La Pe Pour La Fc - Q96Du3

Numéro d'article: CM0011073



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE spécifique du CD352/SLAMF6 humain. Conçu pour les applications de cytométrie en flux dans la recherche sur les cellules immunitaires. Aucune réactivité croisée signalée avec d'autres espèces. 24-37 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD352/SLAMF6 conjugué à la PE
Remarques/Alias	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	114836
Identifiant du gène	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 du CD352/SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids moléculaire de la protéine	24kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace