

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd353/Slamf8 Conjugué À Pe Pour Fc - Q9P0V8

Numéro d'article: CM0011119

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant le CD353/SLAMF8 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour les études sur la lignée des cellules B et la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules B. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes B et de la modulation de la signalisation du BCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD353/SLAMF8 mAb
Remarques/Alias	BLAME; CD353; CD353; SBB142
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56833
GeneID	56833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-123 du CD353/SLAMF8 humain (NP_064510.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P0V8
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace