

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd361 Conjugué À La Pe Pour Fc - P34910

Numéro d'article: CM0009415

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD361 humain (EVI2B, EVDB) pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains ; convient pour la différenciation des granulocytes et les études des cellules progénitrices hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD361 mAb
Remarques/Alias	EVDB; CD361; D17S376
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 22-199 du CD361 humain (NP_006486.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P34910
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace