

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd38 Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0008369



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD38 humain, conçu pour la cytométrie en flux. Il reconnaît spécifiquement le CD38 humain, une enzyme multifonctionnelle et un récepteur impliqué dans la signalisation calcique et la régulation immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD38
Remarques/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	952
Identifiant du gène	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace