

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd39/Entpd1 Pour Cytométrie En Flux - P49961

Numéro d'article: CM0008911

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD39/ENTPD1 humain (CD39, NTPDase1). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de la fonction des ectonucléotidases, la régulation immunitaire et l'agrégation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE lapin anti-humain CD39/ENTPD1
Remarques / Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	953
GeneID	953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-442 de CD39/ENTPD1 humain (NP_001767.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49961
Poids de la protéine	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
Expédition	Sachet de glace