

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd4 Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0009094



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD4 humain (T4/Leu-3), validé pour la cytométrie en flux. Indispensable pour le profilage des cellules immunitaires, la recherche sur les cellules T auxiliaires et les études sur le VIH. Swiss-Prot : P01730.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD4
Remarques / Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-207 du CD4 humain (NP_000607.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sachet réfrigérant