


Ac M Lapin Anti-Humain Cd40 Conjugué Pe Pour Fc - P25942

Numéro d'article: CM0004731



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD40 humain (TNFRSF5/Bp50/CDW40) pour la cytométrie en flux. Validé pour la recherche sur les cellules B et les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m lapin anti-Humain CD40 conjugué PE
Remarques/Alias	p50 ; Bp50 ; CDW40 ; TNFRSF5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	958
Identifiant du gène	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (NP_001241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25942
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace