

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd42B Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P07359

Numéro d'article: CM0010136



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD42b humain (GP1BA) pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur la biologie plaquettaire et l'hémostase. Reconnaît le CD42b humain ; poids moléculaire de la protéine : 71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD42b humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	GP1BA ; BDPLT1 ; BDPLT3 ; BSS ; CD42B ; CD42b-alpha ; DBPLT3 ; GP1B ; GPIbA ; GPIbalpha ; VWDP ; chaîne alpha de la glycoprotéine Ib plaquettaire
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2811
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07359
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace