

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd42D/Gpv Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P40197

Numéro d'article: CM0008463

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD42d/GPV humain (P40197), validé pour la cytométrie en flux (FC). Fait partie du complexe GPIb-V-IX qui médie l'adhésion plaquettaire et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD42d/GPV humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	GPV ; CD42d
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2814
GenelD	2814
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-477 du CD42d humain (NP_004479.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40197
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace