

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd43 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P16150

Numéro d'article: CM0005033

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD43 conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la leucosialine humaine, une sialoglycoprotéine de surface majeure des leucocytes impliquée dans l'activation et la migration des lymphocytes T. Idéal pour les études d'immunologie et de profilage lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD43 conjugué à la PE
Remarques/Alias	LSN ; CD43 ; GALGP ; GPL115 ; LEU-22
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6693
GenelD	6693
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD43 humain (NP_003114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16150
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace