


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd44 Pour Fc - P16070

Numéro d'article: CM0010630



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD44 humain, adapté à la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'antigène CD44 humain ; idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la migration et le homing des lymphocytes en immunologie et dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-humain CD44 mAb
Remarques / Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; Antigène CD44
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	960
Identifiant du gène	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-178 du CD44 humain (NP_000601.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16070
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac isotherme