


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd44V6 Pour Fc - P16070

Numéro d'article: CM0012028



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD44V6 humain pour cytométrie en flux. Détecte l'antigène CD44, un récepteur de l'hyaluronate impliqué dans l'adhésion cellulaire, le homing lymphocytaire et la progression tumorale. Idéal pour les applications de recherche en immunologie et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD44V6
Remarques / Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	960
GenelD	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-267 du CD44V6 humain (P16070)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16070
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace