

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P09326

Numéro d'article: CM0010296



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD48 humain, un régulateur immunitaire ancré par GPI, conçu pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'activation des lymphocytes, la cytotoxicité des cellules NK et la formation de la synapse immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD48 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	BCM1 ; BLAST ; hCD48 ; mCD48 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; MEM-102
Espèce	Humain
Identifiant du gène	962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 du CD48 humain (NP_001769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09326
Poids moléculaire protéique	19kDa/28kDa
Expédition	Sac de glace