


Ac M Pe Lapin Anti-Humain Cd5 Pour Fc - P06127

Numéro d'article: CM0004995



Introduction

Anticorps monoclonal PE Lapin anti-Humain CD5 pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD5 humain (T1/Leu-1), un récepteur spécifique des lymphocytes sur les cellules T et les cellules B1a. Convient pour l'immunophénotypage et les études de régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m PE Lapin anti-Humain CD5
Remarques/Alias	CD5 ; LEU1 ; T1 ; molécule CD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids moléculaire protéique	55 kDa
Expédition	Glacière