


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd52 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P31358

Numéro d'article: CM0012305



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD52 humain (CAMPATH-1, HE5) pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD52 humain, une glycoprotéine ancrée par un GPI (~7 kDa) présente sur les lymphocytes et les cellules de l'épididyme. Convient pour la recherche en immunologie et en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD52 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	HE5 ; CDW52 ; EDDM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1043
GeneID	1043
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-61 du CD52 humain (NP_001794.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31358
Poids moléculaire de la protéine	7 kDa
Expédition	Glacière