


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd55 Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P08174

Numéro d'article: CM0005328



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE contre le CD55 humain (DAF, CR) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD55 humain, un régulateur du complément et récepteur viral. Adapté aux échantillons humains. UniProt P08174.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD55 conjugué au PE
Remarques/Alias	CR ; TC ; DAF ; CROM ; CHAPLE
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1604
Identifiant du gène	1604
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids moléculaire de la protéine	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace