

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Human Cd56/Ncam1 Conjugué À La Pe Pour Fc - P13591

Numéro d'article: CM0009791



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la protéine humaine CD56/NCAM1 pour les applications de cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire neurale, le profilage des cellules immunitaires et les interactions hôte-virus dans la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Human CD56/NCAM1 mAb
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
ID de gène	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace