

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd6 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P30203

Numéro d'article: CM0010448



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD6 humain, pour la cytométrie en flux. Immunogène : CD6 humain recombinant (aa 18-364). Réagit avec les cellules T humaines, les cellules NK, les cellules B-1. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD6 mAb
Remarques/Alias	CD6; TP120; molécule CD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	923
GeneID	923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-364 du CD6 humain (NP_006716.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30203
Poids moléculaire	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace