

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd61 Pour Fc - P05106

Numéro d'article: CM0008620



Introduction

Anticorps monoclonal PE lapin anti-humain CD61 pour cytométrie en flux. Cible l'intégrine bêta-3 (GPIIIa), impliquée dans l'agrégation plaquettaire et l'hémostase. Idéal pour la recherche sur la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD61
Remarques / Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 de CD61 humain (NP_000203.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05106
Poids de la protéine	86kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace