


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62E/E-Sélectine Humaine Conjugué À La Pe Pour Fc - P16581

Numéro d'article: CM0012771



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la CD62E/E-sélectine humaine pour la cytométrie en flux. Validé pour la recherche sur l'immunoadhésion et l'inflammation, il réagit spécifiquement avec les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD62E/E-sélectine humaine conjugué à la PE
Remarques/alias	ELAM ; ESEL ; CD62E ; ELAM1 ; LECAM2 ; sélectine-E
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6401
GeneID	6401
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 230 de la CD62E/E-sélectine humaine (NP_000441.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16581
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace