

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd62L/L-Selectine Conjugué À La Pe Pour Fc - P14151

Numéro d'article: CM0008864



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD62L/L-Selectine humain (SELL). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte une protéine de 42kDa/43kDa impliquée dans l'adhésion et l'homing des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD62L/L-Selectine mAb
Remarques/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-sélectine
Espèce	humain
ID de Gène (Humain)	6400002
ID de Gène	6400002
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 du CD62L/L-Selectine humain (NP_000646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14151
Poids Protéique	42kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace