

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62P/P-Sélectine Humaine Conjugué À La Pe Pour Fc - P16109

Numéro d'article: CM0010706



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE cible le CD62P humain (P-sélectine), un récepteur d'adhésion des leucocytes impliqué dans l'inflammation. Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec une réactivité croisée humaine. Convient aux études de recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD62P/P-sélectine humaine conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espèce	Humaine
GeneID	6403
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-771 du CD62P/P-sélectine humain (NP_002996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16109
Poids moléculaire de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace