


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd63 Humain Conjugué À Pe Pour Fc - P08962

Numéro d'article: CM0004456



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant le CD63 humain (LAMP-3, ME491), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la signalisation des intégrines, le mélanome et la biologie des tétraspanines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Lapin anti-CD63 humain mAb
Remarques/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	967
ID de gène	967
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 du CD63 humain, NP_001771.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08962
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace