

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd66A/Ceacam1 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P13688

Numéro d'article: CM0011413



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD66a/CEACAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient aux recherches en immunologie portant sur l'adhésion cellulaire, la régulation des points de contrôle immunitaires et l'immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD66a/CEACAM1 humain conjugué à la PE
Remarques/alias	CEACAM1 ; BGP ; BGP1 ; BGPI ; molécule d'adhésion cellulaire 1 apparentée à l'antigène carcinoembryonnaire
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	634
GeneID	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35 à 428 du CD66a/CEACAM1 humain (NP_001703.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13688
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace