

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd7 Pour Cytométrie En Flux - P09564

Numéro d'article: CM0010572

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD7 humain (GP40, TP41). Validé pour la cytométrie en flux, il détecte le marqueur des lymphocytes T et des cellules NK. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD7
Remarques / Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	924
GeneID	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace