

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd72 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P21854

Numéro d'article: CM0009547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD72 conjugué à la PE de haute qualité validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage des sous-ensembles de cellules B et l'étude de la signalisation du BCR. Spécifique au CD72 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD72 mAb
Remarques/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécule CD72
Espèce	Humain
GenID	971 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-359 du CD72 humain (NP_001773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21854
Expédition	Sac de glace