

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Pour Fc - P40259

Numéro d'article: CM0011291



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du CD79b/Igβ humain, conjugué au PE pour la cytométrie en flux. Détecte la chaîne bêta de la protéine associée au complexe du récepteur de l'antigène des lymphocytes B dans les cellules B humaines. Swiss-Prot P40259.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE Lapin anti-Humain CD79b/Igβ
Remarques/Alias	CD79B ; AGM6 ; B29 ; IGB ; molécule CD79b
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace