


Anticorps Monoclonal Pe Polymab® Lapin Anti-Humain Cd8 Pour Fc - P01732 / P10966

Numéro d'article: CM0010076



Introduction

Anticorps monoclonal PE PolymAb® lapin anti-humain CD8 conjugué à la PE pour cytométrie en flux (FC). Détecte les chaînes alpha et bêta de CD8 (UniProt : P01732, P10966) avec réactivité croisée chez l'humain. Masse moléculaire : 26 kDa/24 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE PolymAb® lapin anti-humain CD8
Remarques / Alias	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Espèce	Humain
GenelD	925/926
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01732/P10966
Masse protéique	26 kDa/24 kDa
Expédition	Sac isotherme