

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd80/B7-1 Conjugué À La Pe Pour Fc - P33681

Numéro d'article: CM0005506



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD80 humain (B7-1), validé pour la cytométrie en flux. Le CD80 est une molécule de co-stimulation clé sur les cellules présentatrices d'antigène, essentielle pour l'activation des cellules T et la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD80/B7-1 mAb
Remarques/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace