


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd81 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P60033

Numéro d'article: CM0004457



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD81 humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD81 sur les cellules immunitaires ; poids moléculaire de 26 kDa. Matériau premier IVD idéal pour la recherche et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-CD81 humain mAb
Remarques/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	975
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60033
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace