

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd82 Pour Fc - P27701

Numéro d'article: CM0009088



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD82 humain (KAI1/TSPAN27), une tétraspanine suppresseur de métastase. Validé pour cytométrie en flux. Adapté à l'immunophénotypage des cellules lymphoïdes et aux applications de recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD82
Remarques / Alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3732
ID du gène	3732
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-267 du CD82 humain (NP_002222.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27701
Poids de la protéine	27kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace