

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd85D/E/I/J Pour Cytométrie En Flux - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8NHL6

Numéro d'article: CM0011645



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant CD85d/e/i/j humain (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Validé pour la cytométrie en flux, réagit de manière croisée avec les échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la tolérance immunitaire et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD85d/e/i/j
Remarques / Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-461 de CD85d humain (NP_001074447.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace