

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd85I/J Conjugué À La Pe Pour Fc - O75019 / Q8NHL6

Numéro d'article: CM0009808

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD85i/j humain (LILRA1, LIR6) pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité humaine, immunogène de protéine recombinante, ~53 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD85i/j conjugué à la PE
Remarques/Alias	LIR6 ; CD85I ; LIR-6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11024/10859
Identifiant du gène	11024/10859
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75019/Q8NHL6
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace