


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Pour Cytométrie En Flux - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0005003



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant CD85j/ILT2 (LILRB1) humain, un récepteur inhibiteur du CMH de classe I. Validé pour la cytométrie en flux, adapté pour le profilage de cellules immunitaires et la recherche sur les cellules tueuses naturelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD85j/ILT2
Remarques / Alias	LILRB1; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; récepteur B1 de type immunoglobuline des leucocytes
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 de CD85j/ILT2 humain (NP_006660.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHL6
Poids protéique	49kDa/70kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace