


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd87/Plaur Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - Q03405

Numéro d'article: CM0010830



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD87/PLAUR humain. Validé pour la cytométrie en flux. CD87/PLAUR est un récepteur ancré par GPI qui recrute l'uPA et médie la dégradation de la matrice extracellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Human CD87/PLAUR mAb
Remarques/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; activateur du plasminogène, récepteur de l'urokinase
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5329
ID de gène	5329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-303 du CD87/PLAUR humain (NP_002650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03405
Poids moléculaire de la protéine	37kDa/31kDa/32kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace