

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8B Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P10966

Numéro d'article: CM0007946

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD8b humain (SWISS P10966). Validé pour la cytométrie en flux. Détecte la chaîne bêta du CD8, un corécepteur pour le CMH de classe I essentiel à l'activation des lymphocytes T et à la sélection thymique. Convient pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD8b humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LY3 ; P37 ; LEU2 ; LYT3 ; Ly-3 ; CD8B1 ; CD8beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	926
GeneID	926
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8b humain (NP_004922.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace