


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd9 Pour Cytométrie En Flux - P21926

Numéro d'article: CM0009271



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD9 humain (tétraspanine-29), validé pour la cytométrie en flux. CD9 régule l'adhésion cellulaire, l'activation plaquettaire et la biologie des exosomes. Convient à l'immunophénotypage des cellules hématopoïétiques et épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human CD9 mAb
Remarques / Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	928
GeneID	928
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 228 du CD9 humain (NP_001760.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace