

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd90/Thy1 Humain Conjugué À La Pe - P04216

Numéro d'article: CM0010091

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD90/Thy1 humain conjugué à la PE pour cytométrie en flux. Cible le CD90 humain (glycoprotéine de membrane Thy-1, UniProt P04216), une protéine de surface cellulaire ancrée par un GPI impliquée dans les interactions cellule-cellule et la synaptogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Human CD90/Thy1 mAb
Remarques/Alias	CD90 ; CDw90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 du CD90/Thy1 humain (NP_006279.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids moléculaire de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace