

Mab Pe Lapin Anti-Cd94 Humain Pour Fc - Q13241

Numéro d'article: CM0010642



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD94 humain (KLRD1) pour la cytométrie en flux. Permet la détection du récepteur des cellules NK impliqué dans la surveillance immunitaire, l'immunité tumorale et les mécanismes d'échappement viral dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-CD94 humain
Remarques / Alias	CD94
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3824
GeneID	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain. (NP_002253.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13241
Poids de la protéine	17kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace