

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd96/Tactile Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - P40200

Numéro d'article: CM0009284



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la protéine CD96/TACTILE humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte CD96, une molécule d'adhésion des cellules T et NK. Idéal pour le phénotypage des cellules immunitaires et la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD96/TACTILE humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	TACTILE
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10225
ID du gène	10225
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 25 et 519 de la protéine CD96/TACTILE humaine (NP_937839.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P40200
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac réfrigérant