


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cdkn2A/P16Ink4A Conjugué À La Pe Pour Fc (Intra) - P42771 / Q8N726

Numéro d'article: CM0009952



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CDKN2A/p16INK4a humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte un suppresseur de tumeur clé et un inhibiteur du cycle cellulaire, soutenant la recherche sur le cancer et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CDKN2A/p16INK4a mAb
Remarques/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1029
GeneID	1029
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 du CDKN2A/p16INK4a humain (NP_000068.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P42771 / Q8N726
Poids Protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace