

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Complément C3 Humain Pour Fc - P01024

Numéro d'article: CM0012346



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le complément C3 humain pour cytométrie en flux (FC). Détecte le précurseur de C3 et les produits de clivage C3a/C3b ; opsonine et anaphylatoxine ; 187 kDa. SWISS : P01024.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-Complément C3 humain
Remarques/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Espèce	Humain
GeneID	718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1498-1663 du complément C3 humain (NP_000055.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01024
Poids de la protéine	187kDa
Expédition	Sac de glace