

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cpt1A Humaine Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P50416

Numéro d'article: CM0008721



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la CPT1A humaine (CPT1-L), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Immunogène recombinant (aa 520-720) ; détecte la CPT1A humaine. Convient aux études du métabolisme des acides gras et des mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CPT1A humaine conjugué à la PE
Remarques/alias	CPT1 ; CPT1-L ; L-CPT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1374
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-720 de la CPT1A humaine (NP_001867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P50416
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac réfrigérant