

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Desmogline 3 Humaine (Dsg3) Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P32926

Numéro d'article: CM0005547



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la Desmogline 3 humaine (DSG3/PVA/CDHF6) pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée humaine, cet anticorps facilite la recherche sur l'adhésion cellulaire et les desmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Desmogline 3/PVA humaine conjugué à la PE
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1830
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-615 de la Desmogline 3/PVA humaine, NP_001935.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32926
Poids moléculaire protéique	108 kDa
Expédition	Glacière