

Mab Pe De Lapin Anti-Egfr Humain Pour Cytométrie En Flux - P00533

Numéro d'article: CM0011309



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'EGFR humain (ERBB1). Validé pour la cytométrie en flux (CF) afin d'analyser l'expression de l'EGFR dans des études sur la signalisation cellulaire de surface et intracellulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et les récepteurs tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de Lapin anti-EGFR humain
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1956
ID du gène	1956
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace