


Mab Pe Lapin Anti-Enpp3/Cd203C Humaine - O14638

Numéro d'article: CM0011885



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'ENPP3/CD203c humaine (O14638) pour cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des basophiles et des mastocytes dans la recherche sur l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-ENPP3/CD203c humaine
Remarques / Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Espèce	Humaine
GeneID (humaine)	5169
GeneID	5169
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14638
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace