

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Fgfr3 Conjugués Pe Pour Cytométrie En Flux - P22607

Numéro d'article: CM0009839



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le FGFR3 humain (CD333) pour la cytométrie en flux. Validé pour FC humaine ; immunogène recombinant acides aminés 23-375. Idéal pour l'étude de la signalisation FGFR3 dans le cancer et le développement squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain FGFR3 mAb
Remarques/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2261
GeneID	2261
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-375 du FGFR3 humain (NP_000133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P22607
Poids Protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace