


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Flt3/Cd135 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P36888

Numéro d'article: CM0009707



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le Flt3/CD135 humain (FLK2, STK1). Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'analyse des cellules souches/progénitrices hématopoïétiques et la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain Flt3/CD135 conjugué à la PE
Remarques/Alias	FLK2 ; STK1 ; CD135 ; FLK-2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2322
GeneID	2322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-163 du Flt3/CD135 humain (NP_004110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids moléculaire de la protéine	108 kDa / 113 kDa
Expédition	Sac de glace